




Metodă de dimensionare a măștii nazale D100N



Pentru a stabili mărimea măștii nazale D100 este necesar să parcurgeți următorii pași:

- După printarea șablonului (in format peisaj/ landscape), verificați corectitudinea dimensiunilor (cu ajutorul unei rigle, măsurați distanța dintre spațiile punctate și comparați cu dimensiunile specificate);
- Decupați cu grijă șablonul pe linia punctată;
- Potrivii șablonul la nivelul nasului pentru a stabili care din cele trei dimensiuni se potrivește cel mai bine.